

| Area compilata dal PUNTO ORDINANTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                |                             |                       | Area compilata dal FORNITORE |                                                        |                                                                          |                                                                |                  |                                |      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------|
| Metaprodotto<br>MEPA               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unità di<br>misura | Q.tà<br>richieste<br>(24 mesi) | Base<br>d'asta (24<br>mesi) | Richiesto<br>campione | Marca                        | Codice<br>Articolo<br>Fornitore<br>prodotto<br>offerto | Denominazione<br>commerciale del<br>prodotto/Codice<br>articolo prodotto | Prezzo<br>(IVA<br>esclusa)<br>riferito<br>alla UDM<br>indicata | Prezzo<br>Totale | Confezio<br>namento<br>offerto | Note |
| LOTTO 6                            | BENDE GESSATE A PRESA RAPIDA - misura 6cmx200cm. Utilizzate in campo traumatologico per immobilizzazione di aree corporee (arti) interessarti da fratture o patologie articolari. Il gesso di cui sono impregnati in forma solida tali dispositivi richiede una breve immersione in acqua per permetterne la modellazione plastica sull'articolazione da immobilizzare. Caratterizzati da tempi di presa rapidi che permettono dopo breve tempo il carico. Monouso. I dispositivi sono costituiti da massa gessata, cremosa e consistente, fissata alla garza tale da NON sfaldarsi al momento dello srotolamento. Tempo di imbibizione in acqua 20/25 ° C (sec/mt): tra 5 e 10 Tempo manipolazione (min) - Tempo presa iniziale: tra 2 e 3 min Tempo asciugatura 95/98% (ore): 24 h Temperatura media MAX durante essiccazione (C°): 40 |                    |                                |                             |                       |                              |                                                        |                                                                          |                                                                |                  |                                |      |
|                                    | Misura 6cmx200cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PEZZO              | 1.200                          | € 324,00                    | SI                    |                              |                                                        |                                                                          |                                                                |                  |                                |      |