

ALLEGATO A

ESAME / ANALISI	COLORE TAPPO PROVETTE	COME INVIARE/COME PRELEVARE
ACTH DA REFRIGERARE	LILLA PICCOLA IN GHIACCIO	
ALDOSTERONE + RENINA	LILLA PICCOLA	ERETTA: prelievo dopo che il pz è stato 2h in piedi SUPINO: prelievo dopo 30 minuti sdraiato
AMMONIO	LILLA PICCOLA IN GHIACCIO	
APPARATO RESPIRATORIO (ESPETTORATO)	CONTENITORE STERILE	Risultato parziale dopo 15 giorni, completo 60 giorni
APPARATO RESPIRATORIO (tamp. Faringeo, gengivale, mucosa orale, linguale)	TAMPONE TAPPO ROSA	Il tampone faringeo si esegue: narice dx e sx roteando per almeno 5 volte il tampone
APPARATO TEGUMENTARIO (Tamp. Cutaneo, ferita, ferita chirurgica, ulcera, ombelicale, piaga da decubito)	TAMPONE TAPPO ROSA	
BENCE JONES	BIANCO	URINE 24H, segnare quantità
BNP	LILLA PICCOLA	
CITOFURIMETRIA: Cd34 IMMUNOFENOTIPO	LILLA PICCOLA	
CITOMEGALOVIRUS – DNA (biologia molecolare)	LILLA GRANDE	
CLOSTRIDIUM ADENO E ROTA VIRUS E. COLI O157:H7 YERSINIA CAMPHYLOBACTER CALPROTECTINA FECALE	CONTENITORE SECCO	FORNITO DAL PZ

ESAME CHIMICO FISICO FECI		
COPROCOLTURA	CONTENITORE STERILE IN VETRO , TAPPO VERDE – IN FRIGO	Fornire al pz il contenitore + tampone. Applicare 2 etichette .
CORTISOLO ORE 8.00 e CORTISOLO MERIDIANO ORE 12.00	GIALLO GRANDE	Il prelievo va eseguito dopo 30 minuti a riposo del pz
CURVA DEL FERRO	GIALLA PICCOLA	Il pz provvederà a portare il ferro. La curva si eseguirà in base alla prescrizione del mmg.
CURVA GLICEMICA (TEMPO 0)	GIALLA GRANDE	Dopo prelievo e misurazione HGT somministrare glucosio 75ml
CURVA GLICEMICA (TEMPO 30--60-90-120- 180)	GIALLA PICCOLA	
DQ2 – DQ8 (CELIACHIA)	LILLA PICCOLA	
ELETTROFORESI URINARIA 24h	BIANCO	Segnare sulla provetta la quantità. <u>NB. CONTROLLARE SUL REFERTO LA DICITURA “VEDI ALLEGATO”</u> . Nel caso il referto si troverà nell’armadio a vetro in sala prelievi
EMO. BM LT CMV	LILLA GRANDE	
EMOCROMO + RETICOLOCITI + VES	LILLA PICCOLA	
EMOCROMO BIOLOGIA MOLECOLARE FATTORI	LILLA PICCOLA	
EMOCROMO IN CITRATO	CELESTE	In busta chiusa con impegnativa e consegnata all’accettazione laboratorio analisi
EMOGLOBINE PATOLOGICHE	LILLA PICCOLA	
FATTORI DELLA COAGULAZIONE	CELESTE	

FK , CICLOSPORINA, SIROLIMUS, EVEROLIMUS	LILLA PICCOLA	
G-6-PDH	LILLA PICCOLA	
GLICEMIA POST PRANDIALE	GIALLA PICCOLA	SOLO IL GIOVEDI'. La provetta viene inserita nella centrifuga, dopo 10 minuti posizionare in frigorifero. Inviare la mattina seguente.
GLUCO TEST		Eseguire HGT valore max 130, in gravidanza max 105
HB GLICATA	LILLA PICCOLA	
Hbv – DNA (viremia, biologia molecolare)	LILLA GRANDE	Pronto in 20 gg
HCV – RNA (biologia molecolare)	GIALLO PICCOLA	
HIV – RNA (viremia, biologia molecolare)	LILLA GRANDE	
IMMUNOELETTROFORESI URINE 24H	BIANCO	Segnare sulla provetta la quantità
IMMUNOLOGIA 2 URINE 24H per Cortisolo	BIANCO	Prima urina della mattina va gettata, annotare l'ora di inizio. Completare la mattina seguente. Segnare sulla provetta la quantità
MALARIA: TEST IMMUNOLOGICO	LILLA PICCOLA	
MICROALBUMINURIA	GIALLO URINE	
MUTAZIONI FATTORI (BIOLOGIA MOLECOLARE)	LILLA PICCOLA	Pronto in 20/30 gg
OMOCISTEINA DA REFRIGRARE	VERDE IN GHIACCIO	
PARASSITOLOGICO	CONTENITORE FECI TAPPO VERDE GRANDE	Fornire al pz il contenitore. Applicare 2 etichette .
PROCALCITONINA	GIALLO PICCOLA	
PROLATTINA	GIALLO PICCOLA	<u>SI ESEGUE CON AGO CANULA</u> I° h 9.00 dopo che il pz è stato a riposo 30 minuti

		II° dopo 15/20 minuti III° dopo 30/40 minuti
PROTEINA S e C, APC RESI STANCE, LAC	CELESTE	
PTH DA REFRIGERARE	LILLA GRANDE IN GHIACCIO	
QUANTIFERON	Ordine provette: I° GRIGIO II° VERDE III° GIALLO IV° VIOLA	Eeguire scarto. Ogni provetta deve rimanere collegata all'ago per 2-3 secondi. Dopo il prelievo mescolare capovolgendo per circa 8-10 volte . Non scuotere
RAST FORMIA	GIALLA PICCOLA	In busta chiusa con impegantiva e inviare a Formia.
RICERCA OSSIURI	SCOTCH TRASPARENTE + VETRINO	Posizionare lo scotch trasparente sull'ano del bambino (senza esguire le cure igieniche) e attaccarlo sul vetrino.
SANGUE OCCULTO FECI	CONTENITORE FECI TAPPO VERDE PICCOLO	Fornire al pz il contenitore. Applicare sul I° campione 2 etichette.
SIEROLOGIA – UTIC - DIALISI	VERDE	
SIEROLOGIA + IMMUNOMETRIA (es. psa, glicemia, azotemia...)	GIALLO GRANDE	
SPERMIOCOLTURA	CONTENITORE GRANDE STERILE	
TAMPONE RETTALE (KPC, salmonella, shigella)	TAMPONE TAPPO ROSA	
TAMPONE VAGINALE (GBS - STREPTOCOCCO)	TAMPONE TAPPO ROSA	
TAMPONE VISIVO E UDITIVO (tamp. Oculare, anello sclerale cornea, liquido conservazione lenti, auricolare)	TAMPONE TAPPO ROSA	IL TAMPONE VISIVO SI SEGUE AL CENTRO DELL'OCCHIO

TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA	LILLA PICCOLA	
TP, PTT, Ddimero, ALL, FIBRINOGENO, ATIII, INR	CELESTE	
TRASFUSIONALE (GRUPPO SANGUIGNO + COOMBS)	LILLA GRANDE	Aggiungere sulla provetta ora e firma, mettere in una busta per la consegna diretta al trasfusionale
URINE 24H	GIALLO URINE	
URINE CMV DNA	BIANCO	
URINE E. MICR. MICOB. BK	VERDE URINE	La raccolta deve includere il primo getto
URINE ES. COLT. MICOBATTERI	VERDE URINE	La raccolta deve includere il primo getto
URINE PER CHICLI	GIALLO URINE	
URINOCULTURA	VERDE URINE	BARATTOLO STERILE
VOLUME FILTRATO GLOMERULARE	BIANCO	In busta chiusa con impegnativa, sulla provetta mettere peso e altezza