

Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO 1	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro	
Sistema per la resezione in sala operatoria costituito da:					
Fornitura Dispositivi Medici	Elettrodi bipolari per resettori grandi patologie da 24FR a 26 FR				
	elettrodo monouso tipo ansa angolata 90°, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti, disponibile in due dimensioni (sottile e spessa).	☐ Sì	☐ No		
	elettrodo monouso tipo ansa a coltello, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	☐ Sì	☐ No		
	elettrodo monouso tipo ansa -ball, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	☐ Sì	☐ No		
	elettrodo monouso tipo equatoriale, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti	☐ Sì	☐ No		
	elettrodo monouso ad ansa fredda per scollamento dei ponti connettivali nelle miomectomie	☐ Sì	☐ No		
	Elettrodi bipolari monouso per resettori piccole e medie patologie da 15 FR a 18 FR				
	elettrodo monouso ad ansa angolata 90°, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti	☐ Sì	☐ No		
	elettrodo monouso tipo ansa a coltello, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	☐ Sì	☐ No		

	elettrodo monouso tipo ansa -ball, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	☐ Sì	☐ No		
	elettrodo monouso tipo equatoriale, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti	☐ Sì	☐ No		
	elettrodo monouso dritto ed angolato, per resettore tipo Bettocchi, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	☐ Sì	☐ No		
	Tubulatura giornaliera per pompa				
Strumentazione in noleggio. Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso la ginecologia del P.O. del Goretti, di Fondi e di Formia	n.3 - Colonne per resezione ginecologica in Tecnologia Full HD con gestione dati e immagini che permetta la refertazione in protocollo DICOM 3 su PACS aziendale. - ciascuna colonna deve essere composta da:				
	☒ Carrello mobile di contenimento, completo di trasformatore di isolamento	☐ Sì	☐ No		
	☒ Monitor medico per le immagini e video, in alta risoluzione	☐ Sì	☐ No		
	☒ Sistema video(telecamera) FULL HD, integrato di fonte LED	☐ Sì	☐ No		
	☒ Pompa peristaltica	☐ Sì	☐ No		
	☒ Assistenza da remoto	☐ Sì	☐ No		
	n.5 Elettrobisturi. Il generatore deve essere in grado di modulare automaticamente le correnti di taglio e coagulo senza l'intervento di operatori esterni e senza dover cambiare le impostazioni al cambio di elettrodo. Due dei 5 elettrobisturi verranno destinati alla UOC Urologia.	☐ Sì	☐ No		
	n.6 - resettori di grosso calibro per patologie medio grandi autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.4 - resettori di medio calibro per patologie medio piccole autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.9 - container per resettori autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.4 - ottiche da 4mm 0° autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.2 - ottiche da 4mm 30° autoclavabili compatibile con la colonna STORZ di proprietà della ASL in uso presso la camera operatoria	☐ Sì	☐ No		

	n.4 - ottiche da 2,9mm 0° autoclavabili	☐ Si	☐ No		
	n.9 - cavi luce autoclavabili	☐ Si	☐ No		
	n.4 - camice operative tipo Bettocchi autoclavabili	☐ Si	☐ No		
	Quant'altro si renda necessario per la corretta operabilità del sistema (cavi per collegamento generatore-resettore ecc.)	☐ Si	☐ No		
numero procedure per 12 mesi: n.50 TURP; n.100 TURB; n . 850 resettoscopia					
Denominazione commerciale dell'articolo					
Codice repertorio (RDM)					
LOTTO 2	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Si/No	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA (Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro	
Sistema per Isteroscopia Diagnostica e “SEE and TREAT” costituito da:					
Fornitura Dispositivi Medici	Guaina monouso da 5FR e 7 FR per le ottiche 0° e 30° fornite in noleggio	☐ S	☐ No		
	Isteroscopia diagnostico monouso con diametro 4.5 e/o 4.9 mm	☐ Si	☐ No		
	Tubulatura giornaliera per pompa peristaltica	☐ Si	☐ No		
Strumentazione in noleggio. Le apparecchiature dovranno essere consegnate presso la ginecologia del P.O. del Goretti, di Fondi e di Formia	n.3 - Colonne per resezione ginecologica in Tecnologia Full HD con gestione dati e immagini che permetta la refertazione in protocollo DICOM 3 su PACS aziendale. – ciascuna colonna deve essere composta da:	☐ Si	☐ No		
	☒ Carrello mobile di contenimento	☐ Si	☐ No		
	☒ Monitor medicale per le immagini e video, in alta risoluzione	☐ Si	☐ No		
	☒ Sistema video(telecamera) FULL HD, integrato di fonte LED	☐ Si	☐ No		
	☒ Pompa peristaltica	☐ Si	☐ No		
	☒ Assistenza da remoto	☐ Si	☐ No		
	n.6 - ottiche 2,9 mm - 30° autoclavabili	☐ Si	☐ No		

	n.3 - ottiche 2.9 mm - 0° autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.9 - container per ottiche autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.8 - cavi luce autoclavabili		☐ No		
	n.12 - pinze tipo Grasping da 5 e 7Fr autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.12 - forbici rotanti da 5 e 7fr autoclavabili	☐ Sì	☐ No		
	n.3 monitor portatile per isteroscopia diagnostico monouso e relativa centralina fonte luminosa	☐ Sì	☐ No		
	Quant'altro si renda necessario alla corretta operabilità del sistema.				
numero procedure: n. 700 isteroscopie diagnostiche					