

	DESCRIZIONE PRODOTTI					
	CATETERI VESCICALI MONOUSO	Classificazione nazionale dispositivi medici	Fabbisogno AZIENDALE 48 mesi (espresso in UNITA')	CND	NUMERO REPERTORIO NAZIONALE	CODICE UDI_DI
1	Elettrodi bipolari monouso per resettori grandi patologie da 24FR a 26 FR:					
	elettrodo monouso tipo ansa angolata 90°, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti, disponibile in due dimensioni (sottile e spessa).	K0201010301	2600			
	elettrodo monouso tipo ansa a coltello, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	K0201010301	300			
	elettrodo monouso tipo ansa -ball, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	K0201010301	100			
	elettrodo monouso tipo equatoriale, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti	K0201010301	200			
	elettrodo monouso ad ansa fredda per scollamento dei ponti connettivali nelle miomectomie	K0201010301	100			
	Elettrodi bipolari monouso per resettori piccole e medie patologie da 15 FR a 18 FR:	K0201010301				
	elettrodo monouso ad ansa angolata 90°, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti	K0201010301	200			
	elettrodo monouso tipo ansa a coltello, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	K0201010301	200			
	elettrodo monouso tipo ansa -ball, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	K0201010301	100			
	elettrodo monouso tipo equatoriale, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti	K0201010301	100			
	elettrodo monouso dritto ed angolato, per resettore tipo Bettocchi, utilizzabile esclusivamente con generatore di corrente a radiofrequenza e unicamente con soluzione fisiologica per il taglio e il coagulo dei tessuti.	K0201010301	100			
2	Tubulatura giornaliera per pompa	K0201010301	1400			
	Guaina monouso da 5FR e 7 FR per le ottiche 0° e 30° fornite in noleggio	T030102	2800			
	Isteroscopia diagnostica monouso con diametro 4.5 e/o 4.9 mm	T030102	100			
	Tubulatura giornaliera per pompa peristaltica	T030102	1200			