

Allegato D - Tabella criteri valutazione - Dispositivi medici per la Sala Gessi				
LOTTO	OGGETTO	DESCRIZIONE		
1	GINOCCHIERA	Immobilizzazione a ginocchiera rigida rinforzata con stecche laterale e posteriori in alluminio o leghe analoghe, rivestita in materiale morbido, anallergico, con chiusura in velcro, non sterile, monouso. Immobilizza l'arto inferiore dalla radice della coscia alla regione sovramalleolare in caso di fratture, distorsioni, contusioni o post-operatorio. Misure S(40cm)-M(60cm)-L(70cm) circa		
	CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	TIPOLOGIA
1.1	Agevole adattabilità durante l'applicazione, conformabilità, maneggevolezza		15	D
1.2	Mantenimento della memoria in caso di modifiche dell'applicazione		10	D
1.3	Chiarezza e visibilità nelle informazioni riportate in etichetta: numero taglia/misura, tipologia modello, lotto		5	D
1.4	Idoneità del confezionamento atto a preservare il prodotto e a garantirne l'igienicità		5	D
1.5	Materiale antiscivolo		5	D
1.6	Traspirabilità		10	D
1.7	Qualità dei materiali che assicurino durata e performance nel tempo		5	D
1.8	Tollerabilità, spessore e leggerezza		15	D
2	COLLARE PHILADELPHIA	Collare rigido collare cervicale tipo Philadelphia, taglia S-M-L non sterile, monouso, imbottito con materiale anallergico con fissaggio in velcro utilizzato per immobilizzazione di traumi del rachide cervicale		
	CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	TIPOLOGIA
2.1	Agevole adattabilità durante l'applicazione, conformabilità, maneggevolezza		15	D
2.2	Capacità di immobilizzazione		15	D
2.3	Collare radiotrasparente		5	T
2.4	Tollerabilità, spessore e leggerezza		15	D
2.5	Accesso rapido alla trachea senza compromettere la stabilità del collo		10	D
2.6	Chiarezza e visibilità nelle informazioni riportate in etichetta: numero taglia/misura, tipologia modello, tracciabilità, lotto		5	D
2.7	Idoneità del confezionamento atto a preservare il prodotto e a garantirne l'igienicità		5	D
3	COLLARE SCHANZ	Collare cervicale rigido tipo Schanz. Immobilizzazione rigida per il rachide cervicale traumatizzato, in materiale plastico non sterile, monouso, imbottito con materiale anallergico. Fissaggio in velcro, misura S-M-L.		
	CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	TIPOLOGIA
3.1	agevole adattabilità durante l'applicazione, conformabilità, maneggevolezza		15	D
3.2	tollerabilità, spessore e leggerezza		15	D
3.3	Qualità dei materiali che assicurino durata e performance nel tempo		10	D
3.4	Capacità di immobilizzazione		15	D
3.5	Collare radiotrasparente		5	T
3.6	Chiarezza e visibilità del carattere grafico nelle informazioni riportate in etichetta: numero taglia/misura, tipologia modello, eventuale lateralità, tracciabilità, data scadenza, lotto		5	D
3.7	idoneità del confezionamento atto a preservare il prodotto e a garantirne l'igienicità		5	D

4	STECHE PALMARI	Stecche palmari in alluminio con imbottitura Misura XS (4x23 cm)S(5x23cm)-M(6x23cm)-L(7x32cm)-XL(8x36cm) circa. Dispositivi non sterili monouso utilizzati in campo tramatologico per immobilizzare e proteggere segmenti osteoarticolari (polso, carpo) in caso di frattura, distorsioni, contusioni. Consentono di effettuare Radiografie senza rimuovere l'immobilizzazione (Radiotrasparenti). Dispositivi in alluminio flessibile o altre leghe con imbottitura in materiale morbido sintetico latex free anallergenico (Stecche di Zimmer).		
	CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	TIPOLOGIA
4.1	tollerabilità, spessore e leggerezza, praticità di immobilizzazione		20	D
4.2	mantenimento della memoria in caso di modifiche dell'applicazione		10	D
4.3	Qualità dell'imbottitura che assicurino durata e performance nel tempo		10	D
4.4	maneggevolezza, semplicità di taglio prodotto eccedente		10	D
4.5	agevole adattabilità durante l'applicazione, conformabilità		15	D
4.6	Chiarezza e visibilità nelle informazioni riportate in etichetta: numero taglia/misura, tipologia modello, lotto, idoneità del confezionamento atto a preservare il prodotto e a garantirne l'igienicità		5	D
5	SCARPE DA CARICO	Scarpe da carico durante la deambulazione con gesso, si indossano sopra l'apparecchio gessato, in gesso naturale o vetroresina, che immobilizza l'arto inferiore e permettono quando la patologia in trattamento lo consente di appoggiare il peso del corpo sull'arto immobilizzato in gesso. Sono in materiale plastico, duro, resistente all'usura della camminata, si allacciano sopra l'apparecchio gessato mediante stringe di plastica con velcro, misura S-M-L per piede destro e sinistro.		
	CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	TIPOLOGIA
5.1	agevole adattabilità durante l'applicazione, conformabilità, maneggevolezza		15	D
5.2	tollerabilità, leggerezza, praticità di immobilizzazione e di sistema di fissaggio		15	D
5.3	resistenza all'usura del materiale durante la camminata		15	D
5.4	assemblaggio (suola ben ancorata e cinture robuste)		10	D
5.5	traspiranti		5	D
5.6	Chiarezza e visibilità nelle informazioni riportate in etichetta: numero taglia/misura, tipologia modello, lateralità, tracciabilità, lotto		5	D
5.7	idoneità del confezionamento atto a preservare il prodotto e a garantirne l'igienicità		5	D
6	BENDA SINTETICA IN VETRORESINA	Bende sintetiche in vetroresina utilizzate in campo traumatologico per immobilizzazione di aree corporee (arti) interessarti da fratture o patologie articolari. Sono costituite da materiali sintetici (poliestere e resine) e hanno tempi di presa iniziali più lenti rispetto ai gessati. Benda sintetica in fibra di vetro con supporto impregnato di resina poliuretanica.Tempo di imbibizione in acqua a 20-25 C° della benda 4-5 secondi		D
	CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	TIPOLOGIA
6.1	agevole adattabilità durante l'applicazione, conformabilità		15	D
6.2	durezza e flessibilità		10	D
6.3	maneggevolezza, semplicità di taglio prodotto eccedente		15	D
6.4	resistenza all'usure del gesso una volta realizzato		20	D
6.5	Chiarezza e visibilità nelle informazioni riportate in etichetta		5	D
6.6	idoneità del confezionamento atto a preservare il prodotto e a garantirne		5	D

7	STECHE GESSATE A PRESA RAPIDA	Stecche gessate a presa rapida misura 15cm x 20m e 10cm x 20m. Utilizzate in campo traumatologico per immobilizzazione di aree corporee (arti) interessarti da fratture o patologie articolari. Il gesso di cui sono impregnati in forma solida tali dispositivi richiede una breve immersione in acqua per permetterne la modellazione plastica sull'articolazione da immobilizzare. Caratterizzati da tempi di presa rapidi che permettono dopo breve tempo il carico. Monouso. Stecche impregnate di gesso naturale. Presa rapida. Tempo di imbibizione in acqua 20°C tra 5 e 10 secondi. Tempo presa iniziale: tra 2 e 3 min.		
	CRITERI di VALUTAZIONE		PUNTEGGIO	TIPOLOGIA
7.1	Agevole adattabilità durante l'applicazione, conformabilità		15	D
7.2	Texture morbida e cremosa durante la modellazione		15	D
7.3	Maneggevolezza, semplicità di taglio prodotto eccedente		5	D
7.4	Resistenza all'usura del gesso una volta realizzato il gesso		15	D
7.5	Rapidità e uniformità di asciugatura		10	D
7.6	Chiarezza e visibilità nelle informazioni riportate in etichetta		5	D
7.7	Idoneità del confezionamento atto a preservare il prodotto e a garantirne l'igienicità		5	D